



Fix4Grip

Fixierspray für Handgriffe

Fixation Spray for Handles

Fix4Grip fixiert den Handgriff am Rohr und erleichtert so die Montage. *Fix4Grip* in den Handgriff sprühen und diesen an das Rohr montieren. Nach ca. 2 Stunden ist der Griff fixiert. Während der Montage muss das Entlüftungsloch am Griffende offen sein.

Fix4Grip fixes the handle on the tube facilitating the assembly. Spray *Fix4Grip* into the handle and assemble it on the tube. After approx. 2 hours the handle is fixed on the tube. Note that the vent hole at the end of the handle must be open during the assembly.

Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Inhalt/Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen. **Danger:** extremely flammable aerosol. Pressurised container: may burst if heated. Causes serious eye irritation. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe vapours/spray. In case of contact with the eyes: rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents/container as special waste.

Inhalt | Content: 50 ml e ≡ 75

Inhaltsstoffe | Substances:
Ethanol, Butan, Propan, Isobutan.

Hersteller/Lieferant | Manufacturer/Supplier
Rolko Kohlgrüber GmbH, Industriestr. 14-16,
33829 Borgholzhausen, Germany
www.rolko.com

Stand: 02/2018

