

# Speichenräder Wheels with Spokes

**Reha**



**Gesamtkatalog**  
General Catalogue

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9





*Our innovations move people ...*

**ROLKO bietet ein umfangreiches Programm von Speichenrädern, in den unterschiedlichsten Ausführungen: Ob Alu- oder Kunststoff-Felge, PU- oder Luftbereifung, mit oder ohne Trommelbremse, mit Rolkofill oder sonstiger Reifenbefüllung. Wünschen Sie ein Rad, welches nicht in diesem Katalog aufgeführt ist? Sprechen Sie uns an. Wir fertigen Qualitätsräder, individuell, ganz nach Ihren Vorstellungen.**

**Dazu einen personalisierten Speichenschutz mit Ihrem Logo?**

**Auch das ist kein Problem. ROLKO hat die passende Lösung für Sie.**


ROLKO offers a comprehensive program of **wheels with spokes**, in a variety of different designs: aluminium or plastic rim, PU or pneumatic tyre, with or without drum brake, with Rolkofill or alternate **tyre fill**. Are you looking for a wheel which is not listed in this catalogue? Do not hesitate to contact us. We offer state-of-the-art wheels in custom design, particularly executed to your own ideas.

In addition a spoke protector with your logo?

Also not a problem. ROLKO has the right solution for you.



move  
move  
**Our innovations move people**  
move



# Inhalt | Content

	Seite   Page
<b>Leichtgewichträder „FLY“   Light-weight wheel „FLY“</b>	06
<b>Leichtgewichträder „FLY“ mit Trommelbremsnabe   Light-weight Wheel "FLY" with Drum Brake Hub</b>	07
<b>Speichenräder „Active“   Spoke Wheels „Active“</b>	08
<b>Speichenräder „Basic“   Spoke Wheels „Basic“</b>	09
<b>Speichenräder „Outdoor“   Spoke Wheels „Outdoor“</b>	09
<b>Speichenräder „Start“   Spoke Wheels „Start“</b>	10
<b>Speichenräder mit Trommelbremsnabe   Spoke Wheels with Drum Brake Hub</b>	11
<b>Speichenräder „Jogging“   Spoke Wheels „Jogging“</b>	12
<b>Speichenräder mit Kunststoff-Felge   Spoke Wheels with Plastic Rim</b>	13
<b>Speichenräder „Disk“   Spoke Wheels „Disk“</b>	14
<b>Schwerlastrad „Jumbo“   Heavy Duty Wheel „Jumbo“</b>	14
<b>Speichenrad „Big Boy“   Spoke Wheel „Big Boy“</b>	15
<b>Naben   Hubs</b>	16
<b>Bremsen   Brakes</b>	17
<b>Greifreifen   Push Rims</b>	18
<b>Greifreifenüberzüge   Push Rim Covers</b>	20
<b>Radabdeckungen   Wheel Mud Guards</b>	20
<b>Achsen und Adapter   Axles and Adapters</b>	21
<b>Speichenschutz   Spoke Guards</b>	22
<b>Piktogramme   Icons</b>	23

# Leichtgewichträder „FLY“ |

## Light-Weight Wheel "FLY"

Leichtgewicht-Hohlkammerfelge | Light-weight double wall rim



**Luftbereifung: Schwalbe RightRun |**  
Pneumatic tyre: Schwalbe RightRun



Diverse Farben | Various Colours

*Optional:* PU-Bereifung | PU tyre



**Aluminium-Leichtgewichtnabe,**  
24 Speichen 1,8 mm | Light-weight  
aluminium hub, 24 spokes 1,8 mm




*Optional:* Quick Release Achse (axle)

**Aluminium-Greifreifen, 6 Laschen |**  
Aluminium push rim, 6 splices



**Felgenprofil | Rim shape**



Größe Size						Art.-Nr. Art.-No.
20x1 "	Luft   Pneumatic	12*	48	70	6001	R510/25-L-LAH-GFA
20x1 "	Polyurethane	12*	48	70	6001	R510/25-L-PUAH-GFA
22x1 "	Luft   Pneumatic	12*	48	70	6001	R570/25-L-LAH-GFA
22x1 "	Polyurethane	12*	48	70	6001	R570/25-L-PUAH-GFA
24x1 "	Luft   Pneumatic	12*	48	70	6001	R620/25-L-LAH-GFA
24x1 "	Polyurethane	12*	48	70	6001	R620/25-L-PUAH-GFA

\*Auf Wunsch auch 1/2" Ø | Also available as 1/2" Ø upon request

## Leichtgewichträder „FLY“ mit Trommelbremsnabe | Light-Weight Wheel "FLY" with Drum Brake Hub

Leichtgewicht-Hohlkammerfelge | Light-weight double wall rim



Luftbereifung: Schwalbe RightRun |  
Pneumatic tyre: Schwalbe RightRun

Diverse Farben | Various Colours


*Optional:* PU-Bereifung | PU tyre



Aluminium-Trommelbremsnabe, Ø 70 mm,  
24 Speichen 1,8 mm | Aluminium drum brake  
hub, Ø 70 mm, 24 spokes 1,8 mm



Aluminium-Greifreifen, 6 Laschen |  
Aluminium push rim, 6 splices



Felgenprofil | Rim shape

Größe Size					Art.-Nr. Art.-No.
20x1 "	Luft   Pneumatic	12	46	6001	R510/25-L-LAH-GFA-B
20x1 "	Polyurethane	12	46	6001	R510/25-L-PUAH-GFA-B
22x1 "	Luft   Pneumatic	12	46	6001	R570/25-L-LAH-GFA-B
22x1 "	Polyurethane	12	46	6001	R570/25-L-PUAH-GFA-B
24x1 "	Luft   Pneumatic	12	46	6001	R620/25-L-LAH-GFA-B
24x1 "	Polyurethane	12	46	6001	R620/25-L-PUAH-GFA-B

# Speichenräder „Active“ | Spoke Wheels "Active"

Aluminium-Hohlkammerfelge | Double wall aluminium rim




Luftbereifung | Pneumatic tyre



Aluminium-Hochflanschnabe,  
36 Speichen 2 mm | High flange  
aluminium hub, 36 spokes 2 mm



Aluminium-Greifreifen, 6 Laschen,  
*optional:* 12 Laschen für den Sport-  
bereich | Aluminium push rim, 6 splices  
*optional:* 12 splice rim for activities



Felgenprofil | Rim shape

Größe Size		Luft   Pneumatic	Laschen Splices					Art.-Nr. Art.-No.
24x1"		6	12*	60	70	6001	R620/25-LAHH-GFA	
24x1"		12	12*	60	70	6001	R620/25-LAHH-GFA-V12	



Luftbereifung: Schwalbe RightRun |  
Pneumatic tyre: Schwalbe RightRun



Diverse Farben | Various Colours

Optional: PU-Bereifung | PU tyre




Aluminiumnabe, 24 Speichen 2 mm |  
Aluminium hub, 24 spokes 2 mm



Aluminium-Greifreifen mit Laschen |  
Aluminium push rim with splices



Felgenprofil | Rim shape



20x1"	Luft   Pneumatic	4	12*	53	63	6001	R510/25-LAH-GFAS-HOG
20x1"	Polyurethane	4	12*	53	63	6001	R510/25-PUAH-GFAS-HOG
22x1"	Luft   Pneumatic	4	12*	53	63	6001	R570/25-LAH-GFAS-HOG
22x1"	Polyurethane	4	12*	53	63	6001	R570/25-PUAH-GFAS-HOG
24x1"	Luft   Pneumatic	6	12*	53	63	6001	R620/25-LAH-GFAS-HOG
24x1"	Polyurethane	6	12*	53	63	6001	R620/25-PUAH-GFAS-HOG

\*Auf Wunsch auch 1/2" Ø | Also available as 1/2" Ø upon request

## Speichenräder "Basic" | Spoke Wheels "Basic"



### Aluminiumfelge | Aluminium rim

Luftbereifung |  
Pneumatic tyre



Optional: PU-Reifen | PU tyre




Aluminiumnabe, 36 Speichen 2 mm |  
Aluminium hub, 36 spokes 2 mm



Aluminium-Greifreifen mit Laschen |  
Aluminium push rim with splices



Felgenprofil | Rim shape



Größe Size		Laschen Splices						Art.-Nr. Art.-No.
22x1 "	Luft   Pneumatic	6		12*	53	63	6001	R570/25-LAS-GFA
22x1 "	Polyurethane	6		12*	53	63	6001	R570/25-PUAS-GFA
24x1 "	Luft   Pneumatic	6		12*	53	63	6001	R620/25-LAS-GFA
24x1 "	Polyurethane	6		12*	53	63	6001	R620/25-PUAS-GFA
26x1 "	Luft   Pneumatic	6		12*	53	63	6001	R670/25-LAS-GFA
26x1 "	Polyurethane	6		12*	53	63	6001	R670/25-PUAS-GFA

### Speichenräder „Outdoor“ | Spoke Wheels "Outdoor"

#### Aluminiumfelge | Aluminium rim

Luftbereifung Schwalbe Land Cruiser |  
Pneumatic tyre Schwalbe Land Cruiser




Aluminiumnabe, 36 Speichen 2 mm |  
Aluminium hub, 36 spokes 2 mm



Aluminium-Greifreifen: 6 Laschen |  
Aluminium push rim, 6 splices



Felgenprofil | Rim shape



24x1.75 "	Luft   Pneumatic	-		12*	53	63	6001	R620/45-LSA-GFA
24x1.90 "	Luft   Pneumatic	-		12*	53	63	6001	R620/50-LA-GFA

\* Auf Wunsch auch 1/2" Ø | Also available as 1/2" Ø upon request

# Speichenräder „Start“ | Spoke Wheels "Start"

Aluminiumfelge | Aluminium rim



Luftbereifung | Pneumatic tyre



Optional: PU-Bereifungen | PU tyres




Stahlnabe, 36 Speichen 2 mm | Steel hub, 36 spokes 2 mm



Stahl-Greifreifen: 6 Gewindemuffen, Distanz verstellbar | Steel push rim, 6 threaded sockets, distance adjustable



Felgenprofil | Rim shape



Größe Size	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Art.-Nr. Art.-No.
24x1.3/8"	Luft   Pneumatic	12	48	59	6001	R620/35-LA-GFS-1
24x1.3/8"	Polyurethane	12	48	59	6001	R620/35-PUA-GFS-1



Luftbereifung | Pneumatic tyre




Optional: PU-Bereifung | PU tyre



Aluminiumnabe, 36 Speichen 2 mm | Aluminium hub, 36 spokes 2 mm



Aluminium-Greifreifen: 6 Gewinde-muffen, Distanz verstellbar | Aluminium push rim, 6 threaded sockets, distance adjustable



Felgenprofil | Rim shape

24x1.3/8"	Luft   Pneumatic	12	53	63	6001	R620/35-LA-GFA-1
24x1.3/8"	Polyurethane	12	53	63	6001	R620/35-PUA-GFA-1

## Speichenräder mit Trommelbremsnabe | Spoke Wheels with Drum Brake Hub

Aluminiumfelge | Aluminium rim



**Luftbereifung** | Pneumatic tyre




**Optional: PU-Bereifungen** | PU tyres



**Aluminium-Trommelbremsnabe,  
Ø 70 mm, 36 Speichen** |  
Aluminium drum brake hub,  
Ø 70 mm, 36 spokes



**Aluminium-Greifreifen, 6 Laschen** |  
Aluminium push rim, 6 splices



**Felgenprofil** | Rim shape

Größe Size					Art.-Nr. Art.-No.
20x1.3/8 "	Luft   Pneumatic	12	50	6001	R510/35-LASGFA-B
20x1.3/8 "	Polyurethane	12	50	6001	R510/35-PUASGFA-B
22x1.3/8 "	Luft   Pneumatic	12	50	6001	R570/35-LASGFA-B
22x1.3/8 "	Polyurethane	12	50	6001	R570/35-PUASGFA-B
24x1.3/8 "	Luft   Pneumatic	12	50	6001	R620/35-LASGFA-B
24x1.3/8 "	Polyurethane	12	50	6001	R620/35-PUASGFA-B
26x1.3/8 "	Luft   Pneumatic	12	50	6001	R670/35-LASGFA-B
26x1.3/8 "	Polyurethane	12	50	6001	R670/35-PUASGFA-B

# Speichenräder "Jogging" | Spoke Wheels "Jogging"

Aluminiumfelge | Aluminium rim



Luftbereifungen | Pneumatic tyres



Option 1: Aluminiumnabe, 36 Speichen 2 mm | Aluminium hub, 36 spokes 2 mm




Option 2: Aluminiumnabe, 36 Speichen 2 mm, mit Schnellspannachse | Aluminium hub, 36 spokes 2 mm, with quick release axle



Option 3: Aluminium-Trommelbremsnabe, Ø 70 mm, 36 Speichen | Aluminium drum brake hub, Ø 70 mm, 36 spokes



Felgenprofil | Rim shape



Größe  
Size



Art-Nr.  
Art.-No.

Option 1: Aluminium-Hochflanschnabe, 36 Speichen 2 mm | High flange aluminium hub, 36 spokes 2 mm

16x1.75 "	Luft   Pneumatic	12	53	63	6001	R400/45-LSA
18x1.75 "	Luft   Pneumatic	12	53	63	6001	R450/45-LSA

Option 2: Aluminiumnabe, 36 Speichen 2 mm, mit Schnellspannachse | Aluminium hub, 36 spokes 2 mm, with quick release axle

16x1.90 "	Luft   Pneumatic	9	-	100	6001	R400/45-LSA-SP
18x1.90 "	Luft   Pneumatic	9	-	100	6001	R450/45-LSA-SP

Option 3: Aluminium-Trommelbremsnabe, Ø 70 mm, 36 Speichen | Aluminium drum brake hub, Ø 70 mm, 36 spokes

16x1.75 "	Luft   Pneumatic	12	50	-	6001	R400/45-LSA-B
18x1.75 "	Luft   Pneumatic	12	50	-	6001	R450/45-LSA-B

# Speichenräder mit Kunststoff-Felge | Spoke Wheels with Plastic Rim



## Kunststoff-Felge | Plastic rim



**Luftbereifung | Pneumatic tyre**



**Optional: PU-Bereifungen | PU tyres**



**Kunststoff-Greifreifen, 4 Gewindemuffen |  
Plastic push rim, 4 threaded sockets**



**Optional: Mit Trommelbremse und Greif-  
reifen | With drum brake and push rim**

Größe Size							Art.-Nr. Art.-No.
24x1.3/8"	Luft   Pneumatic	12	50	-	6201	-	R620/35-L-GF
24x1.3/8"	Luft   Pneumatic	12	50	-	6201	-	R620/35-L-GF-VA
24x1.3/8"	Polyurethane	12	50	-	6201	-	R620/35-PU-GF
24x1.3/8"	Polyurethane	12	50	-	6201	-	R620/35-PU-GF-VA

VA: Rostfrei | Stainless

## Optional: Mit Trommelbremse | With drum brake

24x1.3/8"	Luft   Pneumatic	12	-	43	-	M12x100	R620/35-L-GFBR
24x1.3/8"	Luft   Pneumatic	12	-	43	-	M12x100	R620/35-L-GFLB
24x1.3/8"	Polyurethane	12	-	43	-	M12x100	R620/35-PU-GFBR
24x1.3/8"	Polyurethane	12	-	43	-	M12x100	R620/35-PU-GFLB

R: Rechte Seite | Right side

L: Linke Seite | Left side

## Speichenräder „Disk“ | Spoke Wheels "Disk"

Aluminium-Hohlkammerfelge | Double wall aluminium rim



Luftbereifung | Pneumatic tyre



Aluminium-Sondernabe für Scheibenbremse, 36 Speichen | Aluminium special hub for disc brake, 36 spokes




Bremsscheibe Ø 160 mm | Brake disc Ø 160mm



Aluminium-Greifreifen, 6 Laschen | Aluminium push rim, 6 splices



Felgenprofil | Rim shape



Größe Size						Art.-Nr. Art.-No.
24x1 "	Luft   Pneumatic	12	68	81	6001	R620/25-LHSD-GFA
24x1.3/8 "	Luft   Pneumatic	12	68	81	6001	R620/35-LHSD-GFA

Weitere Radgrößen auf Anfrage | Other wheel sizes upon request

## Schwerlastrad „Jumbo“ | Heavy Duty Wheel "Jumbo"



Luftbereifung: Schwalbe Big Apple |  
Pneumatic tyre: Schwalbe Big Apple



Aluminiumnabe, 36 Speichen 2 mm |  
Aluminium hub, 36 spokes 2 mm




Stahl-Greifreifen, 6 Laschen |  
Steel push rim, 6 splices



Bis 135 kg  
Up to 135 kg

Felgenprofil | Rim shape



26x2.35 "	Luft   Pneumatic	12	53	63	6001	R680/58-LAH-GF
-----------	------------------	----	----	----	------	----------------

## Speichenrad „Big Boy“ | Spoke Wheel "Big Boy"



Aluminium-Hohlkammerfelge | Double wall aluminium rim



PU-Bereifung | PU tyre



Aluminium-Trommelbremsnabe Ø 70 mm,  
36 Speichen 2,3 mm | Aluminium drum brake  
hub Ø 70 mm, 36 spokes 2,3 mm

Felge und Greifreifen aus Aluminium,  
silber, 12 Laschen | Aluminium rim and  
push rim, silver, 12 splices



**Optional:** Felgen- und Greifreifen-Farbe:  
Schwarz | Rim and push rim colour: black

Felgenprofil | Rim shape



Größe  
Size



Art.-Nr.  
Art.-No.

32x1.3/8"

Polyurethane

12

50

6001

R800/35-PU-GF-B

**Optional:** Felgen- und Greifreifen-Farbe in Schwarz | Rim and push rim Colour in black

29x1 "	Polyurethane	12	50	6001	R725/25-PUAS-GFA-B
32x1 "	Polyurethane	12	50	6001	R800/25-PUAS-GFA-B
36x1 "	Polyurethane	12	50	6001	R900/25-PUAS-GFA-B

## Naben | Hubs



Hochflanschnabe aus Aluminium | High flange aluminium hub

				Speichen Spokes	Art-Nr. Art.-No.
12 *	60	70	6001	36	NA-H36-S



Ultraleichte Nabe aus Aluminium | Ultralight aluminium hub

				Speichen Spokes	Art-Nr. Art.-No.
12 *	48	70	6001	24	U-NA-FLY



Auf Wunsch mit Quick-Release-Achse lieferbar! | With quick release axle upon request!



Nabe aus Aluminium | Aluminium hub

				Speichen Spokes	Art-Nr. Art.-No.
12 *	53	63	6001	24	NA-24-12S



Nabe aus Aluminium | Aluminium hub

				Speichen Spokes	Farbe Colour	Art-Nr. Art.-No.
12 *	53	63	6001	36	●	NA-36-12
12 *	53	63	6001	36	●	NA-36-12S




Nabe aus Stahl | Steel hub

				Speichen Spokes	Art-Nr. Art.-No.
12 *	48	59	6001	36	NA-36-59-48-12

\*Auf Wunsch auch 1/2" Ø | Also available in 1/2" Ø upon request

Trommelbremsnabe aus Aluminium |  
Aluminium drum brake hub

		Speichen Spokes	Art.-Nr. Art.-No.
12	50	36	NA-TOP-B-12



Bremsanker |  
Brake torque receiver\*

R: Rechte Seite | Right side  
L: Linke Seite | Left side



BA-L70-S-TOP-12


BA-R70-S-TOP-12

Bremsanker mit  
Adapter | Brake torque  
receiver with adapter\*




BA-L-S-TOP-A57

BA-R-S-TOP-A57




\*Weitere Ausführungen  
auf Anfrage | Further  
designs upon request



Trommelbremsnabe aus Stahl |  
Steel drum brake hub

		Speichen Spokes	Art.-Nr. Art.-No.
12	46	36	NA-TOP-B-12-02-ST



Bremssattel für Scheibenbremse |  
Brake caliper for disc brake

Art.-Nr.  
Art.-No.

U-BB-WZ1-R


U-BB-WZ1-L

R: Rechte Seite | Right side

L: Linke Seite | Left side




## Greifreifen | Push Rims



Aus Stahl, verchromt | In steel, chrome

Größe Size	D	D1	Gewinde Socket	Art-Nr. Art.-No.
20 "	417	19	4xM5	GF20-CHR
22 "	453	19	4xM5	GF22-CHR
24 "	505	19	4xM5	GF24-CHR




Aus Aluminium, schwarz eloxiert |  
In aluminium, black anodized

Größe Size	D	D1	Laschen Splices	Art-Nr. Art.-No.
20 "	435	20	4	GF20-ALU-4L
22 "	470	20	4	GF22-ALU-4L
24 "	524	20	6	GF24-AS-6L
26 "	574	20	6	GF26-AS-6L



Aus Aluminium, silber eloxiert |  
In aluminium, silver anodized

20 "	418	20	4	GF20-ASI-4L-418
22 "	458	20	4	GF22-ASI-4L-458
22 "	470	20	6	GF22-A-6L
24 "	523	20	6	GF24-SUN-01



Aus Edelstahl | In stainless steel

Größe Size	D	D1	Laschen Splices	Art-Nr. Art.-No.
22 "	458	19	4	GF22-V2A-4L-458
24 "	523	20	6	GF24-SUN-02
26 "	574	19	6	GF26-VA-6L



Aus Aluminium, mit weicher Ummantelung |  
In aluminium, with soft coating

Größe Size	D	D1	Laschen Splices	Art.-Nr. Art.-No.
22 "	470	26	4	GF22-AS-SOFT
24 "	520	26	6	GF24-AS-SOFT
26 "	570	26	6	GF26-AS-SOFT





Aus Kunststoff, oval | In plastic, oval shape

Größe Size	D	D1	Gewinde Socket	Art.-Nr. Art.-No.
20 "	418	20/25	4xM5	GF-K-O-20
22 "	453	20/25	6xM5	GF-K-O-22-6
22 "	458	20/25	6xM5	GF-K-O-22-6-458
24 "	505	20/25	4xM5	GF-K-O-24-4
24 "	505	20/25	6xM5	GF-K-O-24-6
26 "	550	20/25	6xM5	GF-K-O-26-6



Befestigungen für Greifreifen, Distanz verstellbar |  
Hardware for push rim fixations, distance adjustable

	L1	L2	Art.-Nr. Art.-No.
M5	7	20	U-BEF-GR-LM



Verstellung des Abstands zwischen Felge und Greifreifen möglich |  
Distance between rim and push rim can be adjusted

## Greifreifenüberzüge | Push Rim Covers



Aus Silikon, gerillt | Silicon cover, grooved


Größe Size	D	D1	Art.-Nr. Art.-No.
20 "	412-424	16-21	SGR-20
22 "	486-501	16-21	SGR-22
24 "	519-532	16-21	SGR-24
26 "	571-590	16-21	SGR-26



Aus Silikon, glatt | Silicone cover, smooth



Größe Size	D	D1	Art.-Nr. Art.-No.
20 "	412-424	16-21	SGR-20-G
22 "	486-501	16-21	SGR-22-G
24 "	519-532	16-21	SGR-24-G
26 "	571-590	16-21	SGR-26-G

## Radabdeckungen | Wheel Mud Guards





Aus Kunststoff, universal | Universal, in plastic

Größe Size	L	H	B	Art.-Nr. Art.-No.
24 "	460	100	50	RA460/48-S



Aus Kunststoff, universal | Universal, in plastic

Größe Size	L	H	B	Art.-Nr. Art.-No.
24 "	640	270	40	RA620/35-S1




Aus Kunststoff, universal | Universal, in plastic

Größe Size	L	H	B	Art.-Nr. Art.-No.
20 "	545	220	57	RA510/35-S
22 "	590	250	57	RA570/35-S
24 "	640	280	57	RA620/35-S

**Quick-Release-Achsen aus Edelstahl |**  
Quick release axles in stainless steel

EL	D	Art-Nr. Art.-No.
85	12	QRA-85-KVA
98	12	QRA-98-KVA
103	12	QRA-103-KVA
104	1/2"	QRA-104-1/2
108	12	QRA-108-V2A
110	1/2"	QRA-110-1/2-V2A
113	12	QRA-113
123	1/2"	QRA-123-1/2
123	12	QRA-123-KVA
130	12	QRA-130-V2A




**Quick-Release-Achse aus Edelstahl mit Aluminium-Kopf |**  
Quick release axle in stainless steel with aluminium head

EL	D	Art-Nr. Art.-No.
98	12	QRA-98-VA-FLY



**Adapter für Quick-Release-Achsen |**  
Adapters for quick release axles

L	L2	D	Art-Nr. Art.-No.
45	7	12	U-A12-45-7
50	10	12	U-A12-50-10
51	9	1/2"	U-A1/2-51-9
57	6,5	12	U-A12-57-6,5
63	7	12	U-A12-63-7
69	10	12	U-A12-69-10
71,5	8	12	U-A12-71,5-8
84	6	12	U-A12-84-6



**Mutter | Nut**

Art-Nr. Art.-No.
M16x1 U-M-936-M16x1zn



**Federring | Lock washer**

Art-Nr. Art.-No.
16 U-FD-127-16



## **Speichenschutz | Spoke Guards**

**Für 4/6-fache Greifringbefestigung, transparent\* |**  
For 4/6 position push rim fixation; transparent\*




PET	Größe Size	Art.-Nr. Art.-No.
1	20"	SP-TR-510L4
1	22"	SP-TR-570L4/6
1	24"	SP-TR-620L4/6
1	26"	SP-TR-670L4/6
1,5	24"	SP-TR-620-1

**Für 6/12-fach Greifringbefestigung, transparent\* |**  
For 6/12 position push rim fixation; transparent\*




PET	Größe Size	Art.-Nr. Art.-No.
1	28"	SP-TR-720L6/12

\*Inkl. Befestigungsclips



\*Fixation clips included

**Ohne Befestigungsaussparungen, transparent\* |**  
Without fixation notches; transparent\*



PET	Größe Size	Art.-Nr. Art.-No.
1	22"	SP-TR-570
1	24"	SP-TR-620

## **Rollstuhl-Speichenschutz mit Ihrem Logo |** **Wheelchair spoke guard with your personalized logo**

**Stabil, kratzfest und mit transparentem oder farbigem Hintergrund. Wir informieren Sie gerne über weitere Einzelheiten! |**  
Solid, scratch-resistant and with transparent or multi-colour background. Please contact us for more details!



						
Außendurchmesser Outside diameter (mm)	Bohrung Bore diameter (mm)	Mutter Nut	Schraube Bolt	Einbaulänge Install. Length (mm)	Nabellänge Hub length (mm)	Achslänge Pivot length (mm)
						
Kugellager Ball Bearing	Breite Width (mm)	Durchmesser Diameter (Zoll/Inch/mm)	Höhe Height (mm)	Länge Length (mm)	Einbaulänge (QRA) Install. length (QRA) (mm)	Bereifungsart Tyre type
						
Größe Size (Zoll/Inch)	Farbe Colour	PET	Laschen Splices	Speichen Spokes	Art.-Nr. Art.-No.	Artikel-Nummer Article number

**Alle Maße sind ca. Angaben.  
Abbildungen unverbindlich.  
Irrtum und Änderungen vorbehalten.**

**Wir liefern gemäß unseren neuesten Verkaufs- und Lieferbedingungen. Nicht alle aufgeführten Produkte sind sofort lieferbar. Eine Mindestbestellmenge ist für bestimmte Produkte erforderlich.**

**Alle Bilder, Texte und Grafiken in unseren Katalogen sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung bedarf der schriftlichen Zustimmung von Rolko.**


All shown sizes and illustrations are non-binding. We reserve the right to make unpublished/unannounced modifications.

Delivery according to our latest general terms and conditions. Not all products listed are available from stock. A minimum order quantity may apply for certain products.

All images, texts and graphics in our current catalogues are copyright protected. Any use requires prior written permission from Rolko.



**Unsere Bereifungen finden Sie in der Kataloggrubrik 5: „Bereifungen“. | For our tyres please refer to our general catalogue, section 5: "Tyres".**



## Contact

### Service Team Germany

Phone: +49 (0) 5425-9402-12

+49 (0) 5425-9402-16

Fax: +49 (0) 5425-9402-20

### Service Team International

Phone: +49 (0) 5425-9402-34

+49 (0) 5425-9402-61

Fax: +49 (0) 5425-9402-21

### Germany

**Rolko Kohlgrüber GmbH**  
Industriestraße 14  
D-33829 Borgholzhausen  
Phone +49 (0) 5425 9402-0  
Fax +49 (0) 5425 9402-20  
[info@rolko.com](mailto:info@rolko.com)

### Denmark

**Rolko Scandinavia ApS**  
Suensonsvej 2  
DK-8600 Silkeborg  
Phone +45 (0) 87 20 18 88  
Fax +45 (0) 86 81 86 88  
[RolkoDK@rolko.com](mailto:RolkoDK@rolko.com)

### China

Production  
**Xiamen Rolko**  
**Wheels & Components Co. Ltd.**  
Fujian Province  
CN-361100 Xiamen

### Netherlands

**Rolko Nederland bv**  
Pakketboot 51  
NL-3991 CH Houten  
Phone +31 (0) 302 567 890  
Fax +31 (0) 842 292 903  
[RolkoNL@rolko.com](mailto:RolkoNL@rolko.com)



More infos  
about us?



Scan  
me!

**[www.rolko.com](http://www.rolko.com)**