


Bremsen Brakes


Reha



Gesamtkatalog
General Catalogue

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9





ROLKO Bremsen für den sicheren Halt.

Für unsere ROLKO Räder liefern wir komplette hochwertige Bremseinheiten, sowie die dazugehörigen Zubehörteile. Sie finden Ihre Wunschbremse nicht in diesem Katalog? Dann sprechen Sie uns einfach an. Wir fertigen maßgeschneiderte Bremsen für alle Zwecke und selbstverständlich auch Bremsen ganz nach Ihren Vorstellungen.

ROLKO brakes for a safe stop.

For our ROLKO wheels we offer complete quality brakes and brake systems, as well as matching accessories. You cannot find the brake you are looking for in this catalogue? Do not hesitate to contact us. We offer custom-made brakes for all purposes and of course also brakes meeting your specific need and expectations.



move
move
Our innovations move people
move



Inhalt | Content

Seite | Page

Trommelbremsen Drum Brakes	06-07
Nabenbremsen Hub Brakes	08-09
Scheibenbremsen Disc Brakes	10
Feststellbremsen Parking Brakes	11-12
Handbremsen Hand Brakes	13-15
Auslösehebel Release Levers	15
Bowdenzüge Bowden Cables	16
Zubehör Accessories	17-18
Piktogramme Icons	19


Trommelbremsen | Drum Brakes



Links | Left



Rechts | Right



Bremsanker aus Stahl für Rolko-Kunststoff-Felgen | Brake torque receivers in steel for Rolko plastic rims



Art.-Nr.
Art.-No.


12	BA-L70-2.5-12
12	BA-R70-2.5-12
16	BA-L70-2.5-16
16	BA-R70-2.5-16



Links | Left



Rechts | Right



Bremsanker aus Stahl für Rolko-Kunststoff-Felgen | Brake torque receivers in steel for Rolko plastic rims




Art.-Nr.
Art.-No.

16	BA-TOP-L-SC03
16	BA-TOP-R-SC03

R: Rechte Seite | Right side

L: Linke Seite | Left side




Unsere Befestigungen für Bowdenzüge finden Sie auf Seite 17 dieser Katalogrubrik. Weitere Hebeleinführungen auf Anfrage. | For our bowden cable hardware please refer to page 17 of this catalogue section. More lever designs are available upon request.



**Trommelbremsnabe aus Aluminium |
Aluminium drum brake hub**

		Speichen Spokes	Art.-Nr. Art.-No.
12	50	36	NA-TOP-B-12




Vorderseite | Front view

Rückseite | Rear view

**Bremsanker aus Aluminium |
Brake torque receivers in aluminium**

	Art.-Nr. Art.-No.
12	BA-L70-S-TOP-12
12	BA-R70-S-TOP-12
16	BA-L70-S-TOP-16
16	BA-R70-S-TOP-16




Links | Left

Rechts | Right

**Bremsanker aus Aluminium, mit
Adapter | Brake torque receivers in
aluminium, with adapter**

	L	Art.-Nr. Art.-No.
12	57	BA-L-S-TOP-A57
12	57	BA-R-S-TOP-A57
12	71,5	BA-L-S-TOP-A71,5
12	71,5	BA-R-S-TOP-A71,5



Links | Left

Rechts | Right


R: Rechte Seite | Right side

L: Linke Seite | Left side




**Unsere Befestigungen für Bowdenzüge finden
Sie auf Seite 17 dieser Kataloggrubrik. Weitere
Hebeleinschüsse auf Anfrage. |**

**For our bowden cable hardware please refer to
page 17 of this catalogue section. More lever
designs are available upon request.**



Nabenbremsen | Hub Brakes



Rolko-Naben-Bremssystem 1, mit Bremsband, schwimmend gelagert, für Bremsscheibe 68 mm | Rolko hub brake system 1, with brake band, floating-mount, for brake disc 68 mm




Art.-Nr.
Art.-No.

68

NA-B-68



Rückseite | Rear view



Bremsscheibe, aufsteckbar auf Rolko-5-Speichenfelge | Brake disc, to plug at Rolko 5-spoke rim



Art.-Nr.
Art.-No.

68

8"

NA-BS68-8

68

12"

NA-BS68-12



Rückseite | Rear view


Universal-Bremsscheibe für Nabendrähte | Universal brake disc for hub brakes



Art.-Nr.
Art.-No.

68

NA-A-B+M




Rolko-Naben-Bremssystem 2, mit
Bremsband, schwimmend gelagert, für
Bremsscheibe 68 mm | Rolko hub brake
system 2, with brake band, floating-
mount, for brake disc 68 mm



Art-Nr.
Art.-No.

68

NAB-BS-2




Kunststoff-Adapter mit Aluminium-
Bremsring | Plastic adapter with
aluminium brake ring



Art-Nr.
Art.-No.

68

U-BS-68



Scheibenbremsen | Disc Brakes



Bremsscheibe für Kunststoff-Felgen | Brake disc for plastic rims



Art.-Nr.
Art.-No.

140

U-D140-2



Aluminium-Nabe für Scheibenbremse, 36 Speichen | Aluminium hub for disc brake, 36 spokes



Art.-Nr.
Art.-No.

12

6001

NA-D36-12



Bremsscheiben | Brake discs



Art.-Nr.
Art.-No.

140

U-D140-1

160

U-D160-1



Bremssattel | Brake caliper

Art.-Nr.
Art.-No.

U-BB-WZ1-L


U-BB-WZ1-R

R: Rechte Seite | Right hand

L: Linke Seite | Left hand

Aus Aluminium, mit Adapter |
In aluminium, with adapter

T	D	Art.-Nr. Art.-No.
73	22	BRF-1-L-A22
73	22	BRF-1-R-A22




Links | Left hand

Rechts | Right hand

Aus Aluminium, mit Schelle |
In aluminium, with clamp

T	Schelle	Art.-Nr. Art.-No.
60	22	BRF-ALU-L
60	22	BRF-ALU-R



Links | Left hand




Rechts | Right hand

Hebel aus Stahl, Klaue aus
Aluminium | Lever in steel,
claw in aluminium

T	Schelle	Art.-Nr. Art.-No.
68	22	BRF-QU-L
68	22	BRF-QU-R

R: Rechte Seite | Right hand

L: Linke Seite | Left hand



Links | Left hand



Rechts | Right hand


Feststellbremsen | Parking Brakes



Links | Left hand



Rechts | Right hand



Aus Aluminium | In aluminium


T	D	Art-Nr. Art.-No.
41	19	BRF-LEV-L
41	19	BRF-LEV-R



Links | Left hand



Rechts | Right hand




Aus Aluminium | In aluminium

T	D	Art-Nr. Art.-No.
13	19	BRF-ALU-SI-L-VA
13	19	BRF-ALU-SI-R-VA


R: Rechte Seite | Right hand

L: Linke Seite | Left hand



Halter aus Aluminium |
Fixture in aluminium

D	Art-Nr. Art.-No.
22	HA-BRF-ALU40-22
25	HA-BRF-ALU40-25



Halter aus Aluminium |
Fixture in aluminium

D	Art-Nr. Art.-No.
25	HA-BRF-LEV-25
30	HA-BRF-LEV-30

Aus Aluminium, feststellbar |
In aluminium, lockable



Art-Nr.
Art.-No.

22	HB-F-DT-L-A
22	HB-F-DT-R-A

R: Rechte Seite | Right hand

L: Linke Seite | Left hand



Rechts | Right hand



Links | Left hand

Aus Aluminium, Hebel aus Kunststoff, feststellbar | In aluminium, handle in plastic, lockable



Art-Nr.
Art.-No.

22	HB-FM
----	-------



Einhand-Mehrkreis-Bremse aus Aluminium, feststellbar, für 2 Bowdenzüge | One-hand multi-circuit brake in aluminium, lockable, will fit 2 bowden cables



Art-Nr.
Art.-No.

22	HB-F-EMB
----	----------



Detail: Mehrkreis-System
Detail: Multi-circuit system

Handbremsen | Hand Brakes



Aus Kunststoff, feststellbar, selbsteinrastend | In plastic, self-locking , self-engaging

	Art-Nr. Art.-No.
22	HB-F-RK80SR22
25	HB-F-RK80SR25

Manuell einrastbar | Manually lockable

22	HB-F-RK80MR22
25	HB-F-RK80MR25



Aus Kunststoff, feststellbar, selbsteinrastend | In plastic, self-locking, self-engaging

	Art-Nr. Art.-No.
22	HB-F-RK36SR22
25	HB-F-RK36SR25

Manuell einrastbar | Manually lockable

22	HB-F-RK36MR22
25	HB-F-RK36MR25



Aus Kunststoff, ohne Sperrklinke |
In plastic, without lock-pin

	Art-Nr. Art.-No.
22	HB-F-RK80OR22
25	HB-F-RK80OR25



Aus Kunststoff, ohne Sperrklinke |
In plastic, without lock-pin

	Art-Nr. Art.-No.
22	HB-F-RK36OR22
25	HB-F-RK36OR25

Handbremsen | Hand Brakes



Aus Kunststoff, feststellbar, selbst-einrastend | In plastic, self-locking, self-engaging



Art-Nr.
Art.-No.

22

HB-F-MK



Manuell einrastbar | Manually lockable

22

HB-F-MK-MR


Rollatorbremse aus Kunststoff, feststellbar | Rollator brake in plastic, lockable



Art-Nr.
Art.-No.

22

HB-F-ROL-SL-22




Einhand-Mehrkreis-Rollatorbremse aus Kunststoff, feststellbar, für 2 Bowdenzüge | One-hand multi-circuit rollator brake in plastic, lockable, will fit 2 bowden cables



Art-Nr.
Art.-No.

22

HB-F-ROL22



Auslösehebel | Release Levers

Aus Kunststoff | In plastic



Art-Nr.
Art.-No.

22



AH-K-22

25

AH-K-25



Bowdenzüge | Bowden Cables





Stahlseil Ø 1,5mm, universal, Tonnen- und Birnennippel | Steel wire Ø 1,5 mm, universal, barrel- and pear shape cable-head

	Art-Nr. Art.-No.
1500	BZ-HB-U



Edelstahlseil 7 x 7, extra-flexibel |
Stainless steel wire 7 x 7, ultra-flexible

1500	BZ-HB-U-VA7x7
------	---------------





Stahlseil, für Rollatoren, mit Einstellschraube | Steel wire, for rollators, with adjustment screw

	Art-Nr. Art.-No.
1100	BZ-ROL



Stahlseil Ø 1,25 mm, für Auslösehebel, mit Tonne | Steel wire, Ø 1,25 mm, with release lever for barrel fit

	Art-Nr. Art.-No.
2000	BZ-AH



Weiche aus Kunststoff mit Einstellschrauben, für 2 Bowdenzüge mit Tonne 6 x 7 mm | Switch in plastic with adjustment screws, for 2 bowden cables with barrel 6 x 7 mm

	Art-Nr. Art.-No.
	BZW-E

Einstellschraube für Bowdenzüge,
mit Aufnahme | Adjustment screw
for bowden cables, with fixture




M6x40



Art.-Nr.
Art.-No.

U-BA-BZ-E-BRLQM-E



Einstellschraube für Bowdenzüge |
Adjustment screw for bowden cables




M5x18



Art.-Nr.
Art.-No.

U-BA-BZ-E-SM5



Feststellschraube für Bowdenzüge |
Lock-screw for bowden cables




M5x18



Art.-Nr.
Art.-No.


U-BA-BZ-F-SM5




Klemmschraube für Bowdenzüge |
Clamping screw for bowden cables



U-BZ-1250





Zubehör | Accessories



Bowdenzugführung, Winkel 90° |
Bowden cable guide, angle 90°

Art.-Nr.
Art.-No.


F-BZ-90



Bowdenzugführung, flexibel |
Bowden cable guide, flexible

Art.-Nr.
Art.-No.



F-BZ-FLEX



Bremsklotz aus PVC, 90 Shore A |
Brake pad in PVC, 90 shore A

Art.-Nr.
Art.-No.



U-BK-49-S



Bremsblock für Rollatoren |
Brake pad for rollators

Art.-Nr.
Art.-No.

U-BK-ROL



Handgriff für Feststellbremsen |
Hand grip for parking brakes

Art.-Nr.
Art.-No.

U-HG-G

					
Bohrung/Rohr-Ø Bore/Tube Ø (mm)	Außendurchmesser Outside diameter (mm)	Felgengröße Rim size (Zoll/Inches)	Einbaulänge Install. length (mm)	Kugellager Ball Bearing	Schraube Bolt
D	L	T		Speichen Spokes	Art-Nr. Art.-No.
Durchmesser Diameter (mm)	Länge Length (mm)	Tiefe Depth (mm)		Speichen-Anzahl Number of spokes	Artikel-Nummer Article number

**Alle Maße sind ca. Angaben.
Abbildungen unverbindlich.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.**

Wir liefern gemäß unseren neuesten Verkaufs- und Lieferbedingungen. Nicht alle aufgeführten Produkte sind sofort lieferbar. Eine Mindestbestellmenge ist für bestimmte Produkte erforderlich.

Alle Bilder, Texte und Grafiken in unseren Katalogen sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung bedarf der schriftlichen Zustimmung von Rolko.

All shown sizes and illustrations are non-binding. We reserve the right to make unpublished/unannounced modifications.

Delivery according to our latest general terms and conditions. Not all products listed are available from stock. A minimum order quantity may apply for certain products.

All images, texts and graphics in our current catalogues are copyright protected. Any use requires prior written permission from Rolko.


**Die passenden Räder für unsere Bremsen finden Sie in den Katalogrubriken 1, 2 und 3.
Matching wheels for our brake systems are listed in our catalogue sections 1, 2 and 3.**



1. Räder |
1. Wheels



2. Räder für E-Stühle |
2. Wheels for Electrically
Powered Wheelchairs



3. Speichenräder |
3. Wheels with Spokes



Our innovations move people ...



Contact

Service Team Germany

Phone: +49 (0) 5425-9402-12

+49 (0) 5425-9402-16

Fax: +49 (0) 5425-9402-20

Service Team International

Phone: +49 (0) 5425-9402-34

+49 (0) 5425-9402-61

Fax: +49 (0) 5425-9402-21

Germany

Rolko Kohlgrüber GmbH
Industriestraße 14
D-33829 Borgholzhausen
Phone +49 (0) 5425 9402-0
Fax +49 (0) 5425 9402-20
info@rolko.com

Denmark

Rolko Scandinavia ApS
Suensonsvej 2
DK-8600 Silkeborg
Phone +45 (0) 87 20 18 88
Fax +45 (0) 86 81 86 88
RolkoDK@rolko.com

China

Production
Xiamen Rolko
Wheels & Components Co. Ltd.
Fujian Province
CN-361100 Xiamen

Netherlands

Rolko Nederland bv
Pakketboot 51
NL-3991 CH Houten
Phone +31 (0) 302 567 890
Fax +31 (0) 842 292 903
RolkoNL@rolko.com



More infos
about us?



Scan
me!

www.rolko.com