

# PU-Schaum-Formteile PU Foam Parts

Reha



1

2

3

4

5


6

7

8

9

Gesamtkatalog  
General Catalogue





**ROLKO Formteile aus Polyurethanschaum (PU)** zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer und durch ein geringes Gewicht aus. Die typischen Eigenschaften von PU ermöglichen eine enorme Vielfalt in der Gestaltung und Formgebung. Insbesondere sind unsere PU-Formteile hervorragend für den Einsatz in Feucht- und Hygienebereichen geeignet. Der überwiegende Teil der ROLKO PU-Formteile ist gemäß ISO 10993-5 und -10 auf Biokompatibilität geprüft und außerdem auf Schwerentflammbarkeit entsprechend den Normen EN 1021-1 und -2. Darüber hinaus entwickeln wir gerne auch Produkte ganz nach Ihren Vorstellungen; vom Konzept bis zur Serienfertigung.

Molded ROLKO **polyurethane foam parts** are recognized for long durability and low weight. The typical characteristics of PU provide an enormous versatility for design and shaping. Our molded PU foam parts are in particular suited for use in damp and hygienic environments. The majority of the ROLKO PU-foam parts is tested for biocompatibility according to ISO 10993-5 and -10 and is also for low flammability, conforming to the standards EN 1021-1 and -2. In addition, we are capable to develop products according your ideas and expectations; from concept through design to serial production.



move  
move  
**Our innovations move people**  
move




# Inhalt | Content

Seite | Page

<b>Kopfstützen   Head Rests</b>	06 - 08
<b>Kopfstützenhalter   Restraining Systems for Head Rests</b>	09 - 11
<b>Armauflagen   Arm Rests</b>	12 - 15
<b>Armschalen   Cupped Arm Rests</b>	16
<b>Beinschalen   Cupped Leg Pads</b>	17
<b>Seitenpelotten   Side Pads</b>	18
<b>Halter für Seitenpelotten   Restraining Systems for Side Pads</b>	19
<b>Toilettensitze   Toilet Seats</b>	20 - 21
<b>Abduktionskeile und Abduktionskeilhalter   Leg Muscle Support Wedges and Restraining Systems</b>	22
<b>Auflagen und Polster   Pads and Cushions</b>	23 - 26
<b>Piktogramme   Icons</b>	27

## Kopfstützen | Head Rests





Mit Holzkern |  
With wood core

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-KO-1-S

Rückseite: 2x Schraublöcher M6 |  
Back side: 2x threads M6




Mit Holzkern |  
With wood core

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-KO-2-S

Rückseite: 2x Schraublöcher M5 |  
Back side: 2x threads M5



Mit Holzkern |  
With wood core

Art-Nr.  
Art.-No.


PU-KO-3-S

Rückseite: 2x Schraublöcher M6 |  
Back side: 2x threads M6

Mit Aluminiumeinlage |  
With aluminium core

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-KO-5-S




Rückseite: Kugelkopf-Aufnahme Ø 25 mm |  
Back side: For 25 mm ball head mount

Mit Aluminiumeinlage |  
With aluminium core

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-KO-6-S




Rückseite: Kugelkopf-Aufnahme Ø 25 mm |  
Back side: For 25 mm ball head mount

Mit Aluminiumeinlage |  
With aluminium core


Art-Nr.  
Art.-No.

PU-KO-7-S



Rückseite: Kugelkopf-Aufnahme Ø 25 mm |  
Back side: For 25 mm ball head mount


## Kopfstützen | Head Rests



Mit Stahleinlage | With steel core

L	B	H	Art-Nr. Art.-No.
120	230	146	PU-KO-8-S
140	270	180	PU-KO-9-S

Rückseite: Kugelkopf-Aufnahme Ø 25 mm |  
Back side: For 25 mm ball head mount




Mit Stahleinlage | With steel core

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-KO-10-S

Rückseite: Kugelkopf-Aufnahme Ø 25 mm |  
Back side: For 25 mm ball head mount



Mit Aluminiumeinlage |  
With aluminium core

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-KO-11-S

Rückseite: Kugelkopf-Aufnahme Ø 25 mm |  
Back side: For 25 mm ball head mount

**Haltesystem aus Aluminium mit Halteklaue zur Aufnahme von 22 oder 25 mm Rohrdurchmesser und Schiebegriffe mit Verstellbereich 400-570 mm, inklusive Kugelkopf Ø 25 mm mit Schelle. System höhenverstellbar bis max. 350 mm.** | Restraining system in aluminum for 400 - 570 mm wide push handles, including clamps for 22 or 25 mm tube Ø; height adjustable up to 350 mm. Ball head Ø 25 mm with clamp.



**Haltesystem aus Aluminium mit Rohraufnahme bis zu 38 mm Rohrdurchmesser und Schiebegriffe mit Verstellbereich 400-570 mm, inklusive Kugelkopf Ø 25 mm mit Schelle. System höhenverstellbar bis max. 350 mm.** | Restraining system in aluminium for tube fit up to Ø 38 mm and 400 - 570 wide push handles; height adjustable up to 350 mm. Ball head Ø 25 mm with clamp included.



**Haltesystem für Sitzrücken, max. 350 mm höhenverstellbar, inkl. Befestigungsplatte mit 8 Befestigungspunkten. Kugelkopf Ø 25 mm mit Schelle.** | Restraining system for back rests; height adjustable up to 350 mm, including mounting plate with 8 fixation points and ball head Ø 25 mm with clamp.



**Kugelhalter, verchromt, 12x12 mm, Kugelkopf Ø 25 mm, Länge: 200 mm.** | Chrome plated ball head receiver, 12x12 mm, ball head Ø 25 mm, 200 mm long.



**Schelle und 3 Schrauben M5x16.** | Clamp and bolts M5x16 (3 pcs.)

## Kopfstützenhalter | Restraining Systems for Head Rests



Halteklaue für Rohr-Ø 22 oder  
25 mm | Clamp for Ø 22 or 25  
mm tube attachment

Schelle  
Clamp

Art-Nr.  
Art.-No.

22 HA-KO-ALU-C22

25 HA-KO-ALU-C25

Haltesystem aus Aluminium mit Schwanenhals,  
zur Befestigung am Schiebegriff. Geeignet für  
Schiebegriff-Breiten von 380 - 550 mm. 2 Knick-  
gelenke, Kugelkopf Ø 25 mm mit Schelle. |  
Restraining system in aluminium with goose-  
neck. Will fit for a push handle width from  
380 to 550 mm. 2 articulated joints, ball  
head Ø 25 mm with clamp.



3-dimensionale  
Seiten- und  
Tiefenverstellung



Halteklaue für Rohr-Ø 22 oder  
25 mm | Clamp for Ø 22 or 25  
mm tube attachment

Schelle  
Clamp

Art-Nr.  
Art.-No.


22 HA-KO-ALU-KG-C22

25 HA-KO-ALU-KG-C25

Haltesystem aus Aluminium zur Befestigung am  
Schiebegriff. Geeignet für Schiebegriff-Breiten von  
380 - 550 mm. Inkl. Kugelgelenk zur dreidi-  
mensionalen und gleichzeitigen Seiten- und Höhen-  
verstellung der Kopfstütze. Kugelkopf Ø 25 mm  
mit Schelle. | Restraining system in aluminum  
for attachment on push handle. Suitable for  
push handle width from 380 to 550 mm.  
Including ball joint for 3-dimensional and  
simultaneous side and height adjustment of  
the head rest. Ball head Ø 25 mm with clamp.

Art.-Nr.  
Art.-No.

HA-KO-ALU-R




Befestigungsplatte | Mounting plate

**Haltesystem aus Aluminium mit Schwanenhals, zur Befestigung am Sitzrücken. Bis max. 350 mm höhenverstellbar, inkl. Befestigungsplatte. Kugelkopf Ø 25 mm mit Schelle.** | Restraining system in aluminium with goose-neck for back rest attachment. Up to 350 mm height adjustable. Mounting plate and ball head Ø 25 mm with clamp included.



Art.-Nr.  
Art.-No.

HA-KO-ALU-KG





Befestigungsplatte | Mounting plate

**Haltesystem aus Aluminium zur Befestigung am Sitzrücken. Bis max. 400 mm höhenverstellbar, inkl. Befestigungsplatte und Kugelgelenk zur dreidimensionalen und gleichzeitigen Seiten- und Tiefenverstellung der Kopfstütze. Kugelkopf Ø 25 mm mit Schelle.** | Restraining system in aluminium for backrest attachment. Height adjustable up to 400 mm. Mounting plate and ball- joint for 3-dimensional and simultaneous side and height adjustment of the head rest included. Ball head Ø 25 mm with clamp.




3-dimensional  
side and height  
adjustment

## Armauflagen | Arm Rests




Mit Holzkern | With wood core

L	E	Art.-Nr. Art.-No.
175	17/83	PU-AG-175-S




Mit Holzkern | With wood core

L	E	Art.-Nr. Art.-No.
200	102	PU-AG-200-S



Mit Holzkern | With wood core

L	E	Art.-Nr. Art.-No.
235	83	PU-AG-235-S-0
235	129	PU-AG-235-S-M



Mit Holzkern | With wood core

L	E	Art.-Nr. Art.-No.
252	102	PU-AG-250-S


## Armauflagen | Arm Rests

Mit Holzkern | With wood core

**L** **E**

Art.-Nr.  
Art.-No.

262    170    PU-AG-260-S




Mit Holzkern | With wood core

**L** **E**

Art.-Nr.  
Art.-No.

268    83    PU-AG-270-S  
268    130    PU-AG-270-S-130





Mit Holzkern | With wood core

**L** **E**

Art.-Nr.  
Art.-No.

298    200    PU-AG-300-S





Mit Holzkern | With wood core


**L** **E**

Art.-Nr.  
Art.-No.

362    225    PU-AG-370-S-O  
362    240    PU-AG-370-S-M



## Armauflagen | Arm Rests




Mit Holzkern | With wood core

L E

Art-Nr.  
Art.-No.

164 50 PU-AB-160-S




Mit Holzkern | With wood core

L E

Art-Nr.  
Art.-No.

183 120 PU-AB-235-S




Mit Holzkern | With wood core

L E

Art-Nr.  
Art.-No.

256 130 PU-AB-260-S



Mit Holzkern | With wood core

L E

Art-Nr.  
Art.-No.

271 102 PU-AB-275-S

Mit Holzkern | With wood core


**L** **E**

Art-Nr.  
Art.-No.

303

170

PU-AB-310-S



Mit Holzkern | With wood core


**L** **E**

Art-Nr.  
Art.-No.

360

185

PU-AB-360-S



Mit Holzkern | With wood core



**L** **E**

Art-Nr.  
Art.-No.

373

225

PU-AB-375-S



Mit Stahleinlage | With steel core


**L** **E**

Art-Nr.  
Art.-No.

373

180

PU-AB-375-S-180ST



Mit Holzkern | With wood core


**L** **E**

Art-Nr.  
Art.-No.



491

320

PU-AB-490-S



## Armauflagen | Arm Rests



Mit Stahleinlage | With steel core

L E



Art-Nr.  
Art.-No.

183	50-150	PU-AB-332R-S
183	50-150	PU-AB-332L-S

R: Rechte Seite | Right side

L: Linke Seite | Left side

## Armschalen | Cupped Arm Rests




Mit Holzkern | With wood core

L E

Art-Nr.  
Art.-No.

300	-	PU-A-300-S
-----	---	------------





Mit Holzkern | With wood core

L E

Art-Nr.  
Art.-No.

352	150	PU-A-350-S
-----	-----	------------



Mit Holzkern | With wood core

L E

Art-Nr.  
Art.-No.

403	-	PU-A-400-S
-----	---	------------


## Beinschalen | Cupped Leg Pads



Mit Aluminiumeinlage |  
With aluminium core

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-A-230-S




Unterseite | Bottom side




Mit Stahleinlage |  
With steel core

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-B-295-S




Unterseite | Bottom side



Befestigungskloben für Beinschale PU-B-295-S | Mounting hardware for cupped leg pad PU-B-295-S

Art-Nr.  
Art.-No.


U-KG-M16-ST



Befestigungskloben, kompakt,  
für Beinschale PU-B-295-S |  
Mounting hardware, compact,  
for cupped leg pad PU-B-295-S

Art-Nr.  
Art.-No.


U-KG-M16-K



## Seitenpelotten | Side Pads



Rückseite | Back side




Mit Stahleinlage | With steel core

B	H	Art-Nr. Art.-No.
85	130	PU-SP-130x85-S-M6
100	165	PU-SP-165x100-S-M6



Rückseite | Back side




Mit Aluminiumeinlage |  
With aluminium core

B	H	Art-Nr. Art.-No.
100	165	PU-SP-165x100-S
125	205	PU-SP-205x125-S
150	235	PU-SP-235x150-S



Beispiel | Example

Verschiedene Adapter zur Positionierung der Seitenpelotte, mit universellen Anschraubplatten zur variablen Montage. Seitlich schwenkbar, schnelles und einfaches Abwinkeln der Pelotte bis 180°. Optional auch mit Auslöseknopf unten montierbar. | Selection of adaptor hinges for side-pad positioning, with universal mounting plate for variable assembly. Can swivel sideways up to 180 degree with quick and easy adjustment. As an option with release bottom from underneath.




Beispiel | Example

# Halter für Seitenpelotten | Restraining Systems for Side Pads




Scharnier aus Aluminium mit Anschraubplatte aus Stahl, 100 oder 140 mm. |  
Hinge in aluminum with steel mounting plate, 100 or 140 mm long.

Seite Side	Art.-Nr. Art.-No.
Links/Left	HA-SP-ALU-100-L
Rechts/Right	HA-SP-ALU-100-R




Seite Side	Art.-Nr. Art.-No.
Links/Left	HA-SP-ALU-140-L
Rechts/Right	HA-SP-ALU-140-R




Adapter mit Kugelkopf Ø 25 mm und Schelle. | Adaptor with ball head Ø 25 mm and clamp.

L	H	Art.-Nr. Art.-No.
81	40	HA-SP-ALU-KK-90
111	30	HA-SP-ALU-KK-120x30-1
111	50	HA-SP-ALU-KK-120x30-2



Anschraubadapter für Seitenpelotten. | Bolt-on adaptor for side pads.

L	H	Art.-Nr. Art.-No.
81	-	HA-SP-ALU-SL-130
150	-	HA-SP-ALU-SL-200
101	43	HA-SP-ALU-SL-150x45
155	62	HA-SP-ALU-SL-200x65





Schwenkstange aus Edelstahl mit Kugelkopf-Ø 25 mm, Klaue für Rohrdurchmesser 22 oder 25 mm. | Swivel bar in stainless steel with ball head Ø 25 mm and clamp for tube Ø 22 or 25 mm.

L	D	Art.-Nr. Art.-No.
95	22	U-BE-SP95-HA22
165	22	U-BE-SP165-HA22

L	D	Art.-Nr. Art.-No.
95	25	U-BE-SP95-HA25
165	25	U-BE-SP165-HA25



## Toilettensitze | Toilet Seats





Mit Holzkern und  
Eimerhalterung |  
With wood core and  
bucket holder

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-TE-EH



Unterseite: Eimerhalterung |  
Bottom side: bucket holder




Mit Holzkern und  
Eimerhalterung |  
With wood core and  
bucket holder

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-TE-O-EH



Unterseite: Eimerhalterung |  
Bottom side: bucket holder



Mit Holzkern |  
With wood core



Art-Nr.  
Art.-No.

PU-TE-O-3-S

Mit Holzkern |  
With wood core

Art-Nr.  
Art.-No.



PU-TE



Mit Holzkern |  
With wood core

Art-Nr.  
Art.-No.


PU-TE-O



Eimerhalterung aus  
Kunststoff für: |  
Bucket holder in plastic  
for: PU-TE / PU-TE-O

Art-Nr.  
Art.-No.



KH-TE






Toilettensitz-Auflage  
ohne Einleger |  
Toilet seat cover,  
without core

Art-Nr.  
Art.-No.

TS-A-PU




## Abduktionskeile und Abduktionskeilhalter | Leg Muscle Support Wedges and Restraining Systems



Mit Holzkern | With wood core

Größe Size	L	B	H	Art.-Nr. Art.-No.
Klein/ Small	93	66	90	PU-AK-S
Mittel/ Medium	113	82	100	PU-AK-M
Groß/ Large	128	91,5	100	PU-AK-L

Unterseite | Bottom side



**Haltesystem gleichzeitig höhen- und tiefenverstellbar, Stahlplatte zur Anbringung unter der Sitzfläche.** | Restraining system, simultaneously height and depth adjustable, steel mounting plate for fixation below the seat.

L


Art.-Nr.  
Art.-No.

80

HA-AK-1

160

HA-AK-2



Stahlplatte mit 8 Befestigungspunkten | Steel mounting plate with 8 holes.



Schnellverschluss für einfache Montage und Demontage | Quick release for easy assembly and disassembly




Einfache Fixierung der eingestellten Höhe | Easy height adjustment fixation

**Wadenuflage mit Holzkern |**  
Calf rest with wood core

Art-Nr.  
Art.-No.


PU-W-150-S4/20



**Wadenuflage mit Holzkern |**  
Calf rest with wood core

Art-Nr.  
Art.-No.


PU-W-220-S



**Wadenuflage mit Stahleinlage |**  
Calf rest with steel core

Art-Nr.  
Art.-No.


PU-W-220-S-4M5



**Wadenuflage mit Holzkern |**  
Calf rest with wood core

Art-Nr.  
Art.-No.


PU-W-255-S





**Kniepolster mit Holzkern |**  
Knee pad with wood core

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-K-205-S





## Auflagen und Polster | Pads and Cushions



Rückenlehne mit Holzkern | Back pad with wood core

Art-Nr.  
Art.-No.


PU-RU-400-S



Beinplatte mit Holzkern |  
Leg rest with wood core

Art-Nr.  
Art.-No.


PU-BP-400



Bauchpolster ohne  
Einleger | Abdominal  
pad without core

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-P-500





Bauchpolster mit Stahl-  
einlage | Abdominal  
pad with steel core

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-BP-1-S

Rolle, ohne Einleger |  
Roll, without core



<b>D</b>	Art-Nr. Art.-No.
23	PU-R/80-S
31	PU-R/80-S31



Fußschale mit  
Aluminiumeinlage |  
Foot cup with  
aluminium core

Art-Nr.  
Art.-No.



PU-FS-RRD-S



Fußschale ohne  
Einleger | Foot cup  
without core



Art-Nr.  
Art.-No.

PU-FS-RRD-S-OE



Unterseite | Bottom side



## Auflagen und Polster | Pads and Cushions



Mit Holzkern |  
With wood core

Art-Nr.  
Art.-No.



PU-BO-300-S



Mit Holzkern |  
With wood core

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-BO-330-S



Ohne Einleger |  
Without reinforcement

Art-Nr.  
Art.-No.

PU-BO-780-S



**B**

Breite  
Width  
(mm)



**D**

Durchmesser  
Diameter  
(mm)



**E**

Lochabstand  
Hole distance  
(mm)



**H**

Höhe  
Height  
(mm)



**L**

Länge  
Length  
(mm)



**Schelle**  
Clamp

**Schelle**  
Clamp



**Größe**  
Size

**Größe**  
Size



**Art-Nr.**  
Art.-No.

Artikel-Nummer  
Article-number

**Alle Maße sind ca. Angaben.  
Abbildungen unverbindlich.  
Irrtum und Änderungen vorbehalten.**

**Wir liefern gemäß unseren neuesten Verkaufs- und Lieferbedingungen. Nicht alle aufgeführten Produkte sind sofort lieferbar. Eine Mindestbestellmenge ist für bestimmte Produkte erforderlich.**

**Alle Bilder, Texte und Grafiken in unseren Katalogen sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung bedarf der schriftlichen Zustimmung von Rolko.**

All shown sizes and illustrations are non-binding. We reserve the right to make unpublished/unannounced modifications.

Delivery according to our latest general terms and conditions. Not all products listed are available from stock. A minimum order quantity may apply for certain products.

All images, texts and graphics in our current catalogues are copyright protected. Any use requires prior written permission from Rolko.



Weitere Befestigungen finden Sie in unserer Kataloggrubrik 8 „Zubehör“. |  
For further fasteners and hardware, please refer to our catalogue section 8 "Accessories".



*Our innovations move people ...*



## Contact

### Service Team Germany

Phone: +49 (0) 5425-9402-12

+49 (0) 5425-9402-16

Fax: +49 (0) 5425-9402-20

### Service Team International

Phone: +49 (0) 5425-9402-34

+49 (0) 5425-9402-61

Fax: +49 (0) 5425-9402-21

### Germany

**Rolko Kohlgrüber GmbH**  
Industriestraße 14  
D-33829 Borgholzhausen  
Phone +49 (0) 5425 9402-0  
Fax +49 (0) 5425 9402-20  
[info@rolko.com](mailto:info@rolko.com)

### Denmark

**Rolko Scandinavia ApS**  
Suensonsvej 2  
DK-8600 Silkeborg  
Phone +45 (0) 87 20 18 88  
Fax +45 (0) 86 81 86 88  
[RolkoDK@rolko.com](mailto:RolkoDK@rolko.com)

### China

Production  
**Xiamen Rolko Wheels & Components Co. Ltd.**  
Fujian Province  
CN-361100 Xiamen

### Netherlands

**Rolko Nederland bv**  
Pakketboot 51  
NL-3991 CH Houten  
Phone +31 (0) 302 567 890  
Fax +31 (0) 842 292 903  
[RolkoNL@rolko.com](mailto:RolkoNL@rolko.com)



More infos  
about us?



Scan  
me!

**[www.rolko.com](http://www.rolko.com)**